

EsCoM-Tec®

3 D- Fräseinlagen – System

Alles an Ihnen
ist einmalig –
Ihre Einlagen auch!

Die Einlagen-Revolution:
Druck- und Schmerzentlastung so
individuell wie Ihr Fingerabdruck.



Lock: 0011
Sat: 1111 00
Ident: 1011
Random: 45

EsCoM-Tec®
3D-Fräseinlagen-Technologie
www.esco-orthopaedie.com

Detaillierte Verarbeitungsrichtlinien stellen wir Ihnen AUF ANFORDERUNG zur Verfügung

www.esco-orthopaedie.com

EsCoM-Tec®

3 D- Fräseinlagen – System



www.esco-orthopaedie.com

EsCoM-Tec®

3 D- Fräseinlagen – System


Die Basis der EsCoM-Tec® Einlage ist die Präzisionsanalyse des Fußes. Die Druckverteilungsmessung zeigt Druckspitzen und Überbelastungen der Füße an. Dabei unterscheidet man zwischen der statischen und dynamischen Belastung, die sich über die Füße auf das Wohlbefinden des gesamten Körpers auswirken. Kritische Bereiche und Handlungsbedarf erkennen Sie an der roten Farbe der Druckverteilungsmessung. Was bei den Analysen ähnlich dem persönlichen Fingerabdruck im roten bzw. Druckspitzenbereich liegt, wandelt die

EsCoM-Tec® 3D-Millcut-Technologie hochpräzise in grüne Entlastungsbereiche um. Sie sehen und spüren es sofort. Ihre Computer-Messdaten werden mit der 3D-Millcut-Technologie, einem neu entwickelten Präzisions-Feinfräsverfahren, gem. Ihrer Indikation in eine einmalige und individuelle Einlage übertragen. Da die Belastungsergebnisse der Füße unterschiedlich sind, werden die Einlagen für den rechten und linken Fuß einzeln angepasst.



Die Einlagen-Revolution:

Druck- und Schmerzentlastung so individuell wie ein Fingerabdruck



www.esco-orthopaedie.com

Bestell - Nr.	Produktinformation	Größen
	EVA - Unterbau, 45° Shore, hart, weiß, kurz	
551102-00000	Decke gefräst - schmal	35 - 48
552102-00000	Decke gefräst - Schalenform	35 - 48
553102-00000	Decke gefräst - mittelbreit	35 - 48
554102-00000	Decke gefräst - Bequemschuhform	35 - 48
555102-00000	Decke gefräst - Muldenform, mittelbreit	35 - 48
	EVA - Unterbau, 35° Shore, weich, weiß, kurz	
551202-00000	Decke gefräst - schmal	35 - 48
552202-00000	Decke gefräst - Schalenform	35 - 48
553202-00000	Decke gefräst - mittelbreit	35 - 48
554202-00000	Decke gefräst - Bequemschuhform	35 - 48
555202-00000	Decke gefräst - Muldenform, mittelbreit	35 - 48
	EVA - Unterbau, 35° Shore, weich, blau, lang	
511008-00000	Decke gefräst - schmal	35 - 48
553008-00000	Decke gefräst - mittelbreit	35 - 48
554008-00000	Decke gefräst - Bequemschuhform	35 - 48
	Kork - Unterbau, kurz	
551302-00000	Decke gefräst - schmal	35 - 48
552302-00000	Decke gefräst - Schalenform	35 - 48
553302-00000	Decke gefräst - mittelbreit	35 - 48
554302-00000	Decke gefräst - Bequemschuhform	35 - 48
555302-00000	Decke gefräst - Muldenform, mittelbreit	35 - 48
	Weichpolster - Unterbau, 55° Shore, hart, blau, kurz	
551402-00000	Decke gefräst - schmal	35 - 48
552402-00000	Decke gefräst - Schalenform -weiß-	35 - 48
553402-00000	Decke gefräst - mittelbreit	35 - 48
554402-00000	Decke gefräst - Bequemschuhform	35 - 48
555402-00000	Decke gefräst - Muldenform, mittelbreit	35 - 48
	EsCombine® - Unterbau, kurz	
551602-00000	Decke gefräst - schmal	35 - 48
552602-00000	Decke gefräst - Schalenform	35 - 48
553602-00000	Decke gefräst - mittelbreit	35 - 48
554602-00000	Decke gefräst - Bequemschuhform	35 - 48
555602-00000	Decke gefräst - Muldenform, mittelbreit	35 - 48
<p>Der Leistungskatalog umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ das Scannen des Datenmaterials ▶ die Erstellung der Deckenfräsung ▶ das Verkleben und Verformen mit einem Unterbau - optional - ▶ das Grunds Schleifen der Einlage 		
Katalog 2015		